

الانبار	الجامعة
التربية للبنات	الكلية
الكيمياء	القسم
الاولى	المرحلة
الكيمياء التحليلية عملي	اسم المادة باللغة العربية
Analytical Chemistry practical	اسم المادة باللغة الانكليزية
م.م. نبراس باسم محمد	اسم التدريسي
الكشف عن كاتيونات المجموعة الثالثة ( مجموعة أ )	عنوان المحاضرة باللغة العربية
Detection of Group III cations(GroupA)	عنوان المحاضرة باللغة الإنكليزية
4	رقم المحاضرة
كتاب اساسيات الكيمياء التحليلية عملي	المصادر او المراجع

## المحاضرة الرابعة

### الكشف عن كاتيونات المجموعة الثالثة أ (مجموعة الحديد)

تشتمل هذه المجموعة على المعادن التي تترسب على هيئة هيدروكسيدات عند معاملة محاليلها مع مخلوط  $NHOH + NH_4Cl$  هذه المعادن هي الألمنيوم والكروم والحديد .  
كاشف المجموعة : كلوريد الألمنيوم  $NH_4Cl$  + هيدروكسيد الألمنيوم  $NH_4OH$ .  
هيئة الترسيب: هيدروكسيدات ذات ألوان مختلفة : هيدروكسيد الكروم (أخضر)  $Cr(OH)_3$   
هيدروكسيد الألمنيوم (أبيض)  $Al(OH)_3$  ؛ هيدروكسيد الحديدوز (أخضر)  $Fe(OH)_2$ ؛ هيدروكسيد الحديدك (بنى)  $Fe(OH)_3$ . وهذه الهيدروكسيدات لا تذوب في الماء .

يتم فصل وتشخيص المجموعة الثالثة (أ) مجموعة الحديد كما يأتي:

يؤخذ المحلول المعطى او الراشح المتبقي بعد ترسيب المجموعة الثانية ويضاف إليه (0.3gm) من صلب كلوريد الامونيوم، ثم يضاف محلول الامونيا لحين اتمام الترسيب ويصبح المحلول مشبعاً بالامونيا ، يمكن أن تشم رائحتها من المحلول . يدفأ المحلول على حمام مائي مع الرج لمدة (1 - 2) دقيقة. ويعمل فرز للمزيج :

- سائل الفرز : يهمل اذا لم يطلب الكشف عن المجاميع الأخرى .
- الراسب : - يغسل بقليل من محلول الامونيا ويهمل الغسيل. يمكن أن يحتوي الراسب على  $MnO_2 \times H_2O$ ,  $Fe(OH)_3$ ,  $Al(OH)_3$ ,  $Cr(OH)_3$  ينقل الراسب الى انبوبة غليان ويضاف اليه (2mL) من محلول  $NaOH$  ويضاف اليه (1mL) من 3%  $H_2O_2$ . يغلي المحلول بلطف لمدة دقيقة واحدة لحين توقف انبعاث  $O_2$  . ينقل المزيج الى انبوبة فراز بواسطة قليل من الماء ويعمل فرز للمزيج :

- الراسب : يمكن أن يحوي على  $Fe(OH)_3$ ,  $MnO_2 \times H_2O$  يغسل الراسب ببضع قطرات من الماء الساخن او 2% من محلول نترات الامونيوم ويهمل ماء الغسيل يذاب الراسب في 0.5mL من محلول حامض النتريك المخفف وقطرتين من 3%  $H_2O_2$  . يدفأ المحلول على حمام مائي لازالة زيادة  $H_2O_2$  . يقسم المحلول على جزئين :
- 1 - تضاف قطرة واحدة من محلول فيروسيانيد البوتاسيوم إلى أحد الجزئين فيتكون راسب ازرق يدل على وجود الحديد.

2- يخفف محلول الجزء الآخر ب 1mL من الماء المقطر ويبرد المحلول ويضاف اليه حوالي 10mg من صلب بزموتات الصوديوم يرج المحلول ويترك ليستقر فيتكون لون بنفسجي من  $HMnO_4$  دليل على وجود المنغنيز.

- سائل الفرز : يمكن أن يحوي على  $Na_2CrO_4$ ,  $NaAlO_2$  . واذا كان المحلول اصفر و اللون فهذا دليل على وجود الكرومات . يقسم المحلول على جزئين :
- 1 - يكشف عن أيون الكرميك يجعل المحلول حامضياً بحامض الخليك وازافة قطرة واحدة من خلات الرصاص فيتكون راسب اصفر من كرومات الرصاص دليل على وجود الكروم . او أن

إعداد : نبراس باسم محمد

يحمض المحلول بحامض النتريك المخفف ويضاف اليه 0.5mL من الكحول الاميلي و قطرتان من 3% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> ويرج المحلول ، فتلون الطبقة العضوية بلون أزرق يسدل على وجود الكروم.

2 - يحمض محلول الجزء الثاني بحامض HCl المخفف ونجعل المحلول قاعدياً ثانية بواسطة محلول الامونيا ( يجب أن يكون بالكاد قاعدياً ويضبط ذلك بواسطة ورق اللتيموس ) . يسخن على الحمام المائي لمدة دقيقة . فيتكون راسب ابيض جيلاتيني من Al(OH)<sub>3</sub> يدل على وجود الالمنيوم. ويتأكد من وجود الالمنيوم - بإذابة الراسب Al(OH)<sub>3</sub> بحامض HCl المخفف ويضاف اليه 0.3mL من محلول خلات الامونيوم وقطرة من كاشف الاليمونون يرج المحلول ويترك ليستقر لمدة نصف دقيقة . ويجعل قاعدياً بمحلول كاربونات الامونيوم والامونيا . فيتكون راسب احمر يدل على وجود الالمنيوم .

ويمكن ان نكشف عن كاتيونات هذه المجموعة بطريقة أخرى بواسطة كشوفات فردية ، كما موضح في الجداول أدناه :

الاستنتاج	المشاهدة	الكشف عن الكاتيونات
احتمال وجود Fe <sup>2+</sup>	راسب أخضر يذوب في الأحماض ولا يذوب في NaOH	الحديدوز Fe <sup>2+</sup> • محلول العينة + NH <sub>4</sub> Cl + ٣ مل من NH <sub>4</sub> OH Fe <sup>2+</sup> + 2(OH) <sup>-</sup> → Fe(OH) <sub>2</sub> ↓ • محلول العينة + ٣ مل من NaOH Fe <sup>2+</sup> + 2(OH) <sup>-</sup> → Fe(OH) <sub>2</sub> ↓
احتمال وجود Fe <sup>2+</sup>	راسب أخضر	التحارب التأكسدية • محلول العينة + K <sub>4</sub> Fe(CN) <sub>6</sub> 2Fe <sup>2+</sup> + [Fe(CN) <sub>6</sub> ] <sup>4-</sup> → Fe <sub>2</sub> [Fe(CN) <sub>6</sub> ]↓
وجود Fe <sup>2+</sup>	راسب ذو لون أبيض مزرق (أزرق باهت)	• محلول العينة + H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + KMnO <sub>4</sub>
وجود Fe <sup>2+</sup>	يزول لون المحلول	
احتمال وجود Fe <sup>3+</sup>	راسب بني أحمر يذوب في الأحماض ولا يذوب في NaOH	الحديديك Fe <sup>3+</sup> • محلول العينة + NH <sub>4</sub> Cl + ٣ مل NH <sub>4</sub> OH Fe <sup>3+</sup> + 3(OH) <sup>-</sup> → Fe(OH) <sub>3</sub> ↓ • محلول العينة + ٤ مل من NaOH Fe <sup>3+</sup> + 3(OH) <sup>-</sup> → Fe(OH) <sub>3</sub> ↓
احتمال وجود Fe <sup>3+</sup>	راسب بني جلاتيني لا يذوب في زيادة من الكاشف	التحارب التأكسدية • محلول العينة + ١ مل من حديدو سيانيد البوتاسيوم K <sub>4</sub> Fe(CN) <sub>6</sub>
وجود Fe <sup>3+</sup>	راسب أزرق غامق يذوب في زيادة من K <sub>4</sub> Fe(CN) <sub>6</sub>	• محلول العينة + ثيوسيانات الامونيوم NH <sub>4</sub> SCN
وجود Fe <sup>3+</sup>	راسب أحمر قاتم	

إعداد : نبراس باسم محمد

الاستنتاج	المشاهدة	التجارب
		<b>ألنيوم <math>Al^{3+}</math></b>
احتمال وجود $Al^{3+}$	راسب أبيض جلاتيني يذوب في الأحماض و NaOH	• محلول العينة + $NH_4Cl$ + ٣ مل من $NH_4OH$ $Al^{3+} + 3(OH)^- \rightarrow Al(OH)_3 \downarrow$
احتمال وجود $Al^3$	راسب أبيض جلاتيني يذوب في زيادة من NaOH	• محلول العينة + NaOH $Al^{3+} + 3(OH)^- \rightarrow Al(OH)_3 \downarrow$
وجود $Al^{3+}$	راسب أبيض جيلاتيني يذوب في الأحماض المعدنية، في زيادة من الكاشف ولا يذوب في حامض الخليك	<u>التجارب التأكيدية</u> • محلول العينة + ١ مل من فوسفات الصوديوم الحامضية $Na_2HPO_4$ $Al^{3+} + PO_4^{3-} \rightarrow AlPO_4 \downarrow$
وجود $Al^{3+}$	راسب أبيض يذوب في زيادة من الكاشف	• محلول العينة + كربونات الصوديوم $Na_2CO_3$
		<b>كروم <math>Cr^{3+}</math></b>
احتمال وجود $Cr^{3+}$	راسب أخضر رمادي من هيدروكسيد الكروم يذوب في الأحماض المعدنية و NaOH	• محلول العينة + $NH_4Cl$ + ٣ مل من $NH_4OH$ $Cr^{3+} + 3(OH)^- \rightarrow Cr(OH)_3 \downarrow$
وجود $Cr^{3+}$	راسب أخضر رمادي يذوب في زيادة من الكاشف	• محلول العينة + NaOH $Cr^{3+} + 3(OH)^- \rightarrow Cr(OH)_3 \downarrow$
وجود $Cr^{3+}$	راسب أخضر	<u>التجارب التأكيدية</u> • محلول العينة + فوسفات الصوديوم الحامضية $Na_2HPO_4$ $Cr^{3+} + PO_4^{3-} \rightarrow AlPO_4 \downarrow$
وجود $Cr^{3+}$	راسب أخضر	• محلول العينة + كربونات الصوديوم $Na_2CO_3$