

الانبار	الجامعة
التربية للبنات	الكلية
علوم الحياة	القسم
الرابعة	المرحلة
البايولوجي الجزيئي	اسم المادة باللغة العربية
Molecular biology	اسم المادة باللغة الانكليزية
م.م. نبأ قيس جميل	اسم التدريسي
استخلاص DNA من عينة الدم	عنوان المحاضرة باللغة العربية
Extraction NDA from blood sample	عنوان المحاضرة باللغة الإنكليزية
3	رقم المحاضرة
Bergtrom, Gerald. Basic Cell and Molecular Microbiology and Molecular Biology Reviews	المصادر او المراجع

استخلاص ال DNA من عينات الدم

يعتبر الدم من النماذج الأكثر شيوعاً في أبحاث البيولوجيا الجزيئية كمصدر للحصول على كمية جيدة وبنقاوة عالية من ال DNA، وذلك لسهولة سحب العينات واحتوائها على كم كبير من خلايا الدم البيض بالرغم من وجود كمية كبيرة من كريات الدم الحمراء التي تحتاج الى معاملة اولية للتخلص منها. الهدف من التجربة: استخلاص ال DNA من الدم.

طريقة العمل:

* تحضير المحاليل الكيميائية

اولاً: محلول تحليل كريات الدم الحمراء

R.B.Cs Lysis buffer

M Tris-HCL, pH 7.4, 320 mM sucrose, 100mM MgCl₂, 1% Triton X-0.01) | (100).

يحضر 100 مل منه بوزن 0.157 غم من مادة Tris-HCL، ووزن 10.59 غرام من مادة Sucrose ووزن الماء المقطر، تحرك بشكل جيد لغرض إذابة مكونات المحلول ثم يعدل ال PH إلى (8) ويكمل حجم المحلول الى (100 مل) باستخدام الماء المقطر، ثم يحفظ 4 م.

ثانياً: محلول تكسير محتويات الخلية Cell Lysis Solution

.(M Tris-HCl, 114 mM sodium citrate, 100 mM Na₂EDTA, 1 % (SDS0.01
يحضر 100 مل منه بوزن 0.157 غم من مادة Tris-Hcl ، و 3.73 غم من مادة Na₂EDTA و
3.35 غم مادة sodium citrate و 1 غرام من مادة SDS توضع سووية في الدورق الزجاجي ثم
يضاف إليها 80 مل ماء المقطر، تحرك بشكل جيد لغرض إذابة مكونات المحلول ثم يعدل ال pH
إلى (8) ويكمل حجم المحلول الى الحجم النهائي (100 مل) باستخدام الماء المقطر، يعقم المحلول
بالموصدة Autoclave عند درجة حرارة ١٢١ هم وتحت ضغط 1.5 جو ولمدة 15 دقيقة ثم يحفظ
بدرجة حرارة 4 مئوية.

ثالثاً: ايثانول 70%:

يحضر 100 مل منه بمزج 70 مل من الايثانول المطلق و 30 مل من الماء المقطر في قنينة مظلمه،
يحفظ المحلول بدرجة حرارة 4 م لحين الاستعمال.

رابعاً : ايثانول 100%

خامساً: كلوريد الصوديوم 5.3 مولاري.

يحضر من اذابة 7.74 غم من كلوريد الصوديوم في 25 مل من الماء المقطر.

سادساً : كلوروفورم

سابعاً : أمونيوم أسيتيت 7.5 مولاري :

يحضر بإذابة 5.8 غم من الامونيوم اسيتيت في 10 مل من الماء المقطر ثم يمزج بشكل جيد .

ثامناً: المحلول الملحي Normal Saline:

يحضر بإذابة 0.9 غم ان كلوريد الصوديوم في 100 مل من الماء المقطر ثم يمزج بشكل جيد.

* جمع العينات : يتم جمع العينات عن طريق سحب 2 مل من الدم الوريدي ثم تحفظ بانابيب اختبار
سعة 5مل حاوية على مادة EDTA ثم تقلب الانابيب جيداً ليتم المزج لمدة 5 دقائق، بعد ذلك تحفظ
الانابيب في الثلجة لمدة قصيرة او بالتجميد لفترات طويلة لحين الاستخلاص.

* خطوات عملية الاستخلاص:

اولاً: تحليل كريات الدم الحمراء :

1. سحب 250 ML من الدم ووضعها في انبوبة حجمها 1.5 مل ثم يضاف اليها 1000 من محلول

تحليل كريات الدم الحمر (كمية المحلول المضافة تمثل ثلاث الى اربع اضعاف حجم الدم).
2. توضع الأنابيب على جهاز ال shaker لمدة اربعة دقائق لغرض المزج وتحليل كريات الدم الحمراء.
3. يتم طرد المركزي للأنابيب على سرعة rpm 14000 لمدة 3 دقائق.
4. يتم التخلص من الرائق مع الاحتفاظ بالراسب ثم يضاف 500 مL من محلول تحليل كريات الدم الحمراء ومزج الراسب باستخدام الماصة الدقيقة ثم المازج (Vortex) لمدة دقيقة الى أن يتم تفتيت الراسب.

5. يجرى الطرد المركزي للأنابيب على سرعة rpm 14000 لمدة 2 دقائق.
6. يتم التخلص من الرائق ثم يضاف 600 ML من المحلول الملحي ومزج الراسب باستخدام الماصة الدقيقة ثم المازج لمدة دقيقة الى أن يتم تفتيت الراسب
7. يتم الطرد المركزي للأنابيب على سرعة rpm 14000 ولمدة دقيقتين، تكرر الخطوات السابقة إلى أن تحصل على راسب ابيض (صافي) يمثل كريات الدم البيضاء الخالية من بقايا الهيموغلوبين.

ثانيا : تحليل الخلايا (تحليل الراسب الخلوي)

1. اضع 500 مL من محلول تحليل مكونات الخلية (الموضوع سابقا في الحمام المائي) وامزج الراسب باستخدام الماصة الدقيقة ثم المازج (Vortex) لمدة دقيقة الى ان يتم تفتيت الراسب ويصبح المحلول رائقا، ضع الأنابيب في حمام مائي على درجة 65 م لمدة 20 دقيقة مع تحريكها بالتقليب بين الحين والآخر (كل 5 دقائق).

2. بعدها تترك الأنابيب لمدة 3 الى 5 دقائق لتكتسب درجة حرارة الغرفة.
3. اضع 100 pL مايكرو ليتر من محلول NaCl ثم امزج الأنابيب بالتقليب ثم اضع 600 L من الكلوروفورم وانقل الأنابيب الى جهاز الهزاز Shaker لتمزج برفق لمدة دقيقتين ثم تمزج بقوة لمدة 3 دقيقة.

4. تطرد الأنابيب مركزيا بسرعة rpm 14000 لمدة 5 دقائق.

ثالثا" : ترسيب الـ DNA:

1. انقل حوالي 500 مL مايكرو ليتر من الطبقة الثانية العليا الى انبوبة أبندروف جديدة.
2. اضيف نفس حجم المنقول (500 uL) من sopropanol المبرد و 50 L من محلول الأمونيوم

- استتيت واتركه لمدة 4-6 دقائق ثم قلبت الانابيب بهدوء إلى الأعلى والأسفل لترسيب الدنا.
3. اجري طرد مركزي للأنايب على بسرعة 14000 rpm ولمدة 5 دقائق على درجة حرارة 4 م.
4. نغسل الراسب باضافة L 500 من الكحول الإيثيلي ٧٠% وطرده مركزي على سرعة 14000 rpm ولمدة 5 دقائق بعدها تم تجفيف الراسب بترك الانابيب لمدة ساعة في الحاضنة على درجة حرارة ٣٧ او بتركها على درجة حرارة لغرفة الى ان يجف الايثانول.
5. اضيف L 100 من الماء المقطر المعقم إلى الدنا المستخلص لغرض الاذابة ثم وضعت الانابيب في الحمام لماني بدرجة حرارة 55 لمدة نصف ساعة أو لمدة ساعتين في الحاضنة بدرجة حرارة ٣٧.
6. حفظت الانابيب بالتجميد لحين الاستعمال-

