


الانبار	الجامعة
التربية للبنات	الكلية
الكيمياء	القسم
الرابعة	المرحلة
Practical Biochemistry	اسم المادة باللغة العربية
الكيمياء الحياتية العملي	اسم المادة باللغة الانكليزية
م.م. ببداء حسين عيدة	اسم التدريسي
كشف هوبكنز	عنوان المحاضرة باللغة العربية
Hopkins-col Test	عنوان المحاضرة باللغة الانكليزية
8	رقم المحاضرة
كتاب الكيمياء الحياتية العملي	المصادر والمراجع

Hopkins-col Test


ثالثاً/ كشف هوبكنز كول الخاص بالتربتوفان:

ان حلقة الاندول الموجودة في الحامض الاميني التربتوفان تتفاعل مع حامض الكلايوكسيلك (Glyoxylic acid) بوجود حامض قوي مثل حامض الكبريتيك المركز لتعطي حلقة بنفسجية وهذا دليل على احتواء البروتين على الحامض الاميني التربتوفان. اذن فهذا الكشف مميز للتربتوفان, لاحتوائه على جذر الاندول.



Indol Ring

Tryptophan



Glyoxylic acid

Procedure: اضع (2مل) من كاشف هوبكنز كول الى (2مل) من محلول البروتين. امزج جيداً ثم اضع باحتراس حوالي (5مل) من حامض الكبريتيك المركز بحيث ينزلق على جدران الانبوبة الداخلية ولاحظ تكون حلقة وردية او بنفسجية عند سطح الانفصال..

Millon's Test (Tyrosine)

رابعاً /كشف ميلون:

يعتمد هذا الكشف على وجود مجموعة الفينول في الحامض الاميني. وبما أن التايروسين هو الحامض الاميني الوحيد الذي يمتلك هذه المجموعة ، لذا يعتبر هذا الكشف خاصاً بالتايروسين.

Procedure: اضع بضع قطرات من محلول ميلون (حديث التحضير) الى (2مل) من محلول البروتين ، ثم سخن في حمام مائي مغلي ولاحظ ظهور اللون الوردي.

sakaguchi Reaction

خامساً /كشف زاكاجوجي :

هو تفاعل خاص بجذر الكوانيديين guanidine الموجود في الحامض الاميني Arginine وجميع البروتينات اللتي تحتوي عليه ، حيث ان الكوانيديين في المحلول القاعدي يعطي لون احمر زاه عند معاملته مع α -naphthol وهايبروميت او هايبيوكلوريت الصوديوم.


Procedure: اضع بضع قطرات من محلول (10 %) NaOH مع بضع قطرات من α -naphthol واخيرا قطرات من (10 %) Sodium hypochlorite الى (1 مل) من محلول البروتين حتى يتكون لون احمر زاه.

ملاحظة: هذا الكشف من الدقه والحساسية بحيث يمكن اعتباره كشافاً عاماً لجميع البروتينات؟؟

لان جميع البروتينات المعروفة تحتوي على الحامض الاميني الارجنين والحاوي على جذر الكوانيديين بالقدر الكافي لاعطاء كشف موجب.

سادساً /كشف الكبريت غير المستقر قلوياً(تفاعل الاحماض الامينية الكبريتية):

يعتمد هذا الكشف على حقيقة أن غلي محلول البروتين مع (40% NaOH) يؤدي الى ان الكبريت العضوي الموجود في الحامض الاميني السستين (Cystine) والسستائين (Cysteine) يتفاعل مع NaOH مكوناً كبريتيد الصوديوم (Na_2S) {تحول الكبريت الى كبريت لاعضوي} والذي يتفاعل بدوره مع خلاص الرصاص $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb}$ مكوناً كبريتيد الرصاص الاسود اللون.



راسب اسود اللون
من كبريتيد الرصاص

وعليه يمكن القول بان الكبريت الموجود في الحامضين الامينيين السستين والسستائين هو كبريت غير مستقر قلويًا

اما الكبريت الموجود في الحامض الاميني الميثيونين (Methionine) فهو كبريت مستقر قلويًا ولا يعطي راسب اسود من كبريتيد الرصاص مع NaOH

Procedure:

امزج قليلاً من محلول البروتين (1مل) مع (1مل) من 40% NaOH. اغلي المحلول ثم برده وأضف اليه حامض الخليك (10 قطرات) ثم أضف قليلاً من محلول خلات الرصاص , ولاحظ تكون راسب اسود، دلالة على ان البروتينات تحتوي في تركيبها على احماض امينية حاوية على كبريت غير مستقر قلويًا

سابعا/ كشف بايوريت: Biuret Test for peptide bonds

هذا الكشف خاص بوجود الاتصالات او الاواصر البيبتيدية (جميع المركبات التي تحتوي على اصرتين من الاواصر البيبتيدية على الاقل) , وعليه يعطي هذا الكشف نتيجة ايجابية (لون بنفسجي) مع جميع البروتينات ونواتج تحللها المائي (البيبتيدات) وحتى مرحلة البيبتيدات الثلاثية (Tri peptides) ، اما البيبتيدات الثنائية (Dipeptides) والاحماض الامينية فلا تعطي كشافاً موجبا لاحتواء الاولى على اصرة واحدة وعدم وجود هذه الاصرة في الحامض الاميني. ويعزى كشف بايوريت الى قوة عمل الاواصر التناسقية لمركب معقد من (Cu^{+2}) واربعة ذرات نتروجين بيبتيدية مكونا ما يسمى بمعقد النحاس التناسقي Copper coordination complex

Procedure: اضع الى (1مل) من زلال البيض في (T.T) بضع قطرات من (10% NaOH) ثم اضع قطرة واحدة من كبريتات النحاس (1%) ولاحظ ظهور اللون البنفسجي .

Protein's Precipitation

ترسيب البروتينات

ان قابلية ذوبان البروتينات تعتمد على عاملين:

1-وجود الشحنة التي يتحكم بها الPH .

2-وجود الماء، مع قليل من التسخين في اغلب الاحيان.

وبدون احدهما لايمكن للبروتين ان يكون بصورة دائبة او مستحلبة .

نقطة التعادل الكهربائي: Iso Electric Point(I EP)

هي عبارة عن الPH التي يكون فيها البروتين حاملا لعدد متساوي من الشحنات الموجبة والسالبة. وعليه فالبروتينات في نقطة تعادلها الكهربائي لاتتحد مع الحامض او القاعدة. اما فوق (-) او تحت (+) نقطة التعادل الكهربائي فالبروتينات تكون غير متعادلة (مشحونه) ولذلك فهي تتحد مع الايونات المعاكسة لها مكونة املاح يكون كثير منها غير ذائب (راسب) مع البروتين. مما تقدم فان البروتين يكون غير ذائب في نقطة التعادل الكهربائي (راسب).


طرق ترسيب البروتينات:

اولا /الترسيب بواسطة املاح الفلزات الثقيلة {الايونات الموجبة (+)}:

تعتمد فكرة الترسيب على اضافة محلول فلز ثقيل مثل (Pb^{+2} , Zn^{+2} , Hg^{+2} , Fe^{+3} , Ag^{+}) الى محلول البروتين الحامل لشحنة سالبة (نتيجة معاملته بالقاعدة) وترسيبه على شكل بروتينات الفلز (Metal Protein) , حيث يُعادل الايون الموجب الشحنة السالبة على جزيئة البروتين فيرسبها.

Procedure: يوضع (3مل) من محلول زلال البيض في انبوبة اختبار ونضيف قطرة من محلول NaOH. ثم نضيف (1مل) من احد املاح الايونات الموجبة ($FeCl_3$) ثم نكرر التجربة مع كل من $AgNO_3, (CH_3COO)_2Pb, CuSO_4, HgCl_2$. ونسجل ونلاحظ تكون الراسب ولونه في كل مرة **ثانياً/ترسيب البروتينات بواسطة الكواشف القلويدية {الايونات السالبة (-)}:**

بالامكان ترسيب البروتينات عندما تحمل شحنة موجبة بواسطة الايونات السالبة $An\ ions$ لبعض الحوامض مثل TCA, Picric Acid وتعرف هذه الحوامض بالكواشف القلويدية لانها استخدمت اصلا في ترسيب مجموعة من المركبات العضوية التي تعرف بالقلويدات alkaloids. هذه الطريقة تجد استعمالا واسع النطاق في ازالة البروتينات Deproteinization من الدم قبل اجراء بعض التحاليل عليه. وتعتبر هذه الطريقة اساس للكشف عن البروتينات في الادرار والتقدير الكمي لها في المصل Serum وفي الادرار Urine.



picric acid



Procedure: يُحمض زلال البيض بقطرات من حامض الخليك ويضاف اليه (1مل) من الايونات السالبة المذكورة في اعلاه ويلاحظ لون الراسب المتكون في كل مرة. سجل ملاحظاتك....