

التحليل بقياس الاستطارة وقياس التعكر

الغرض من التجربة: ايجاد تركيز محلول مجهول للكبريتات، الجهاز المستخدم:

Spectrophotometer

الجزء النظري: يعتمد قياس التعكرية على ظاهرة مرور الضوء خلال وسط يحتوي على دقائق عالقة تختلف في معامل انكسارها عن معامل انكسار الوسط المنتشر فيه. وتتضمن هذه الطريقة قياس شدة الضوء النافذ خلال وسط عالق وهي مشابهة للطرق اللونية كون كليهما تتضمن نفس الأسس النظرية ويكون شدة الضوء النافذ دالة للتعكرية ومنها يمكن ايجاد تركيز المادة العالقة باستخدام جهاز المطياف. تشمل طريقة التعكرية دراسة المحاليل شبه الغروية للجسيمات الصلبة (العوالق) والمحاليل شبه الغروية السائلة المستحلبة. ان التعكرية طريقة ذات حساسية جيدة في التحليل اذ أنه بقياس شدة الضوء النافذ نستطيع تقدير كمية المادة العالقة في المحلول باستخدام معادلة رايلي للتعكرية:

$$S = \log \frac{I_0}{I_t} = K \cdot b \cdot C$$

حيث : S = التعكرية، K = التعكرية المولية، b = سمك الخلية، C = تركيز المادة
طريقة العمل:

1. حضر محلول 250 مل من محلول قياسي K_2SO_4 (0.01N)
2. من المحلول القياسي اسحب الحجوم التالية: 2، 4، 6، 8، 10 وضعها في قناني حجمية سعة 25 مل وخففها بالماء المقطر الى حد العلامة وأحسب تراكيزها بالأستعانة بقانون التخفيف
 $N_1 V_1 = N_2 V_2$
3. حضر المادة المكيفة Conditioning reagent باتباع الخطوات الآتية:
 - يمزج (50) مللتر من الكليسيروول glycerol مع محلول يحتوي على (30) مللتر من حامض الهيدروكلوريك المركز و (300) مللتر من الماء المقطر و (100) مللتر من الكحول ethyl or isopropyl alcohol وعلى (5) غرام من كلوريد الصوديوم NaCl.
4. خذ 5 مل من المحلول المخفف الأول وضعه في بيكر صغير ثم اصف اليه 5 مل من المحلول المكيف (المعدل Condition Reagent) بعدها اصف اليه 0.15 مل من $BaCl_2$
5. حرك لمدة دقيقة واحدة واتركها لمدة 4 دقائق، حرك لمدة 15 ثانية قبل القياس
6. سجل النسبة المئوية للنفاذية %T من الجهاز عند طول موجي 420 nm وكذلك سجل قيم A عند نفس الطول الموجي $S=A$.
7. كرر الخطوات السابقة بالنسبة للمحاليل المخففة الاخرى. ايضا تجري نفس الخطوات للمحلول المجهول.
8. سجل النتائج في جدول، ثم نرسم العلاقة بين S والتركيز ومنها نستخرج التركيز المجهول.