

تجربة رقم (4)

قياس ثابت سرعة تفاعل برمنغنات البوتاسيوم مع يوديد البوتاسيوم

النظرية:

تتفاعل برمنغنات البوتاسيوم مع يوديد البوتاسيوم كما في المعادلة التالية :



وتعتمد سرعة هذا التفاعل على تراكيز المواد المتفاعلة وإذا كان يوديد البوتاسيوم متوفرا بكمية كبيرة فإن تركيزه يعتبر ثابتا أو أن تفاعلا على هذا النحو يعتبر احادي المرتبة على الرغم من أن التفاعل ثنائي الجزيئية. مثل هذا النوع من التفاعلات يعتبر تفاعلا احاديا كاذبا.

وتمثل سرعة التفاعل غير المتساوي التركيز ذو المرتبة الثانية بالمعادلة التالية :-

$$= K_2 (a-x) (b-x) \dots\dots\dots (1) \frac{dx}{dt}$$

وعندما يكون X صغير جدا مقارنة بكمية b فإن المعادلة اعلاه تصبح :

$$= K_2 b (a-x) \dots\dots\dots (2) \frac{dx}{dt}$$

وبما ان كمية K_2b ثابتة وتساوي K_1 وأن سرعة هذا التفاعل تعتمد على تركيز واحد فقط لذلك فهو تفاعل احادي المرتبة الكاذبة. ويعتبر K_1 ثابت سرعة التفاعل الأحادي المرتبة الكاذبة وعند تكامل المعادلة (2) واعادة ترتيبها ينتج:

$$K_2 = \frac{2.303}{t} \log \frac{a}{a-x}$$

طريقة العمل:

- 1- حضر 100 مل من (0.2 N-KI), 100 مل من (0.05 N- K₂S₂O₈) و 250 مل من (0.05 N- Na₂S₂O₃).
- 2- امزج محلول اليود مع محلول البرمنغنات وسجل زمن المزج حالا والذي يمثل بداية التفاعل.
- 3- بعد مرور 5 دقائق من بداية المزج. اسحب 20 مل من المزيج بالماصة وضعه في ورق مخروطي يحتوي على 50 مل ماء مقطر ثم ضع قطرات من النشأ.
- 4- سحح بمحلول ثايوسلفات الصوديوم وسجل حجم الثايوسلفات المستعمل في تسحيح هذه العينة.
- 5- اعد الخطوتين 3,4 بعد مرور 10,20,30,40,50,60,70,80 دقيقة
- 6- احسب في كل زمن كمية البرمنغنات المتفاعلة معبرا عنها بعدد اعلى مولات من K₂S₂O₈ في اللتر والكمية X
- 7- رتب النتائج كما في الجدول التالي:-

t min	X.ml	a-x	$\log \frac{a}{a-x}$
5			
10			
--			

حيث ان t الزمن بالدقائق و x كمية البرسلفات المتفاعلة و a هي التركيز الابتدائي للبرسلفات معبرا عنها بنفس وحدات x .

- 8- ارسم خطا بيانيا بين قيم $\log \frac{a}{a-x}$ مع t ثم احسب K₁ من الميل حيث ان :

$$\text{Slop} = \frac{2.303}{K_1}$$

- 9- احسب قيمة t_{1/2} لهذا التفاعل من العلاقة التالية: $t_{1/2} = \frac{0.693}{K_1}$