


التربية للعلوم الصرفة	الكلية
علوم حياة	القسم
Practical Molecular Biology	المادة باللغة الانجليزية
البايولوجي الجزيئي العملي	المادة باللغة العربية
الرابعة	المرحلة الدراسية
م.م. حسين رياض عبدالكريم	اسم التدريسي
Plasmids	عنوان المحاضرة باللغة الانجليزية
البلازميدات	عنوان المحاضرة باللغة العربية
6	رقم المحاضرة
Watson, J.D.; Baker, T.A.; Bell, S.P.; Gann, A. (2004). Molecular .Biology of the Gene. 5th Ed. Pearson edution	المصادر والمراجع
Clark, D. (2006). Molecular Biology Understanding the Genetic Revolution. Elsevier Inc.	
Santos, D.M. (2011). Genetic Engineering, Recent Developments in application. Apple Academic press.	
عماش، هدى صالح مهدي.(١٩٩٤). مبادئ علم الحياة الجزيئي. كلية العلوم . جامعة بغداد.	
البكري ، غالب حمزة.(١٩٩٠). مبادئ الهندسة الوراثية. جامعة البصرة.	

محتوى المحاضرة



البايولوجي الجزيئي العملي

لطلاب كلية التربية للعلوم الصرفة | قسم علوم الحياة | المرحلة الرابعة



البلازميدات Plasmids :

عبارة عن جزيئات دائرية Circular DNA Molecules بشكل دنا لولبي مزدوج دائري مغلق عالي الالتفاف supercoiled circular closed DNA تتواجد خارج الدنا الكروموسومي الاصيلي للخلية البكتيرية ولها القابلية على التكرار بشكل مستقل عن الكروموسوم . تتواجد البلازميدات في بدائية النواة وخصوصا البكتيريا ونادرا ما تواجدها في حقيقيات النواة والواطنة وتتميز بصغر حجمها الجزيئية مقارنة بالكروموسوم فهي تشكل 1% من الكروموسوم . ولا تتوقف حياة المضيف على وجود البلازميدات, الا انها تضي على المضيف صفات اضافية تمكنه من العيش تحت ظروف استثنائية.

من اهم الصفات الوراثية التي تشفر لها البلازميدات مايلي:

- 1- المقاومة للمضادات الحيوية.
- 2- انتاج البكتريوسينات. Bacteriosens
- 3- انتاج الهيمولايسين. Heamolysine
- 4- تخمير السكريات
- 5- مقاومة المعادن الثقيلة
- 6- تحطيم الهيدروكربونات.

من اهم استخدامات البلازميدات هو انها تستخدم في مجال الهندسة الوراثية كنواقل استنساخ Cloning vectors أي نواقل كلونة نتيجة امتلاكها للعديد من الصفات ومنها:

- 1- صغر حجمها الجزيئية.
- 2- قابليتها على التواجد بنسخ متعددة.



◆ استخلاص البلازميدات

المحاليل المستخدمة:-

- 1-المحلول الدارئ رقم 1 :يتكون 50 mM Tris-Hcl و 10 mM EDTA ويكون الرقم الهيدروجيني للمحلول 8
- 2- المحلول الدارئ رقم 2 :يتكون من 0.2 NaoH و 1% SDS
- 3-المحلول الدارئ رقم 3 :يتكون من 3.2M Potassium acetate برقم هيدروجيني 5.5
- 4-Isopropanol
- 5- 70 % Ethanol

طريقة العمل

- ١- ننقل 1.5 مل من مزرعة بكتيرية إلى انبوبة ابندروف نظيفة وتطرد الانابيب مركزيا بسرعة 7000 دورة دقيقة لمدة ٥ دقائق . يتم بعدها التخلص من الرائق تماما والاحتفاظ براسب الخلايا pellet في قعر الانبوبة
- ٢- يضاف 100 مايكرو لتر من المحلول الدرائ رقم 1 ويتم اعادة تعليق الراسب باستخدام المازج Vortex لحين اختفاء الراسب بصورة تامة
- ٣- يضاف 100 مايكرو لتر من المحلول الدرائ رقم 2 ويتم خلط محتويات الانبوبة بالتقليب لمدة 2 - 3 دقائق .
- ٤- يضاف 100 مايكرو لتر من المحلول الدرائ رقم 3 وتعلق الانبوبة ويتم خلط المحتويات سريعا وفورا يتم طرد الانابيب مركزيا بسرعة 12000 دورة دقيقة ولمدة 25 دقيقة .
- ٥- يتم نقل الرائق إلى انبوبة ابندروف جديدة ويضاف اليه 180 مايكرو لتر من الايزوبروبانول وتمزج المحتويات بالتقليب.
- ٦- تطرد الانابيب مركزيا بسرعة 12000 دورة دقيقة لمدة 25 دقيقة
- ٧- يتم التخلص من الرائق ويضاف 200 مايكرو لتر من 70% ايثانول ويعاد الطرد المركزي بسرعة 12000 دورة دقيقة لمدة 20 دقيقة .
- ٨- يتم التخلص من الرائق وتجفف الانابيب بدرجة حرارة الغرفة لحين زوال رائحة الايثانول من الانابيب.
- ٩- يتم اذابة الدنا البلازميدي باضافة 50 مايكرو لتر من محلول TE .
- ١٠- تحفظ العينات في -4 مئوية .



Thank you
for listening

