

# الأجهزة والمواد المستعملة

## Lab 1

## أنواع المجاهر Types of Microscopes

هناك العديد من المجاهر التي تستخدم في حقل الفطريات والأحياء المجهرية، فمنها البسيط ومنها المعقد الذي يستخدم في المجالات البحثية والمزودة بأجهزة تصوير وكاميرات دقيقة وحساسة لأخذ الصور الفوتوغرافية للنماذج التي يتم فحصها. فلا بد أن نلاحظ أن أنواع المجاهر التي يحتاجها في مختبر الفطريات وهي:

### 1- مجهر مركب Compound microscope



وهو النوع الأكثر استخداماً في فحوصات الفطريات أثناء العمل داخل المختبر ويعمل بمنظومتين من العدسات (الشيئية والعينية) تعطي العدسة الأولى صورة كبيرة للنموذج، ثم تقوم العدسة الثانية بتكبير الصورة الناتجة عن العدسة الأولى. (شكل 1)

### 2- مجهر للتشريح Dissecting microscope

وهو مجهر ضوئي يستعمل لتكبير المواد الخاضعة للتشريح، وغالباً ما يتم فحص النماذج المصابة بالفطريات أو الحاملة لها بشكل مباشر دون الحاجة إلى عمل شرائح زجاجية من النموذج. (شكل 2)

العدسات تحمل أرقاماً تبين عدد مرات التكبير. ويمكن حساب عدد مرات التكبير للنموذج المفحوص بضرب الرقم على العدسة العينية بالرقم على العدسة الشيئية التي يتم من خلالها فحص النموذج، كما في أدناه.

قوة تكبير النموذج = قوة تكبير العدسة العينية × قوة تكبير العدسة الشيئية



# معايرة المجهره Calibration of the microscope

ان قياس أحجام وأبعاد التراكيب الفطرية الدقيقة من الأمور المهمة في مجال دراسة الفطريات وهذا يتطلب إجراء تعيير أو تنظيم للمجهر قبل استخدامه لهذا الغرض من خلال استخدام المواد وكما يأتي:

## المواد Materials

### 1- المسطرة المجهرية العينية Ocular micrometer



وهي عبارة عن عدسة تشبه العدسة العينية إلا أنها تحتوي على مقياس مدرج دقيق مكون من 50 أو 100 جزء ولا توجد قيمة لكل جزء من هذه الأجزاء لأنها ستخضع للتعيير باستخدام المسطرة المجهرية الشينية.




1-3) Turn the bracket at the end of eyepiece and remove



4-5) Insert an ocular micrometer to the bracket with printed side facing down, then put it back to the eyepiece.





## 2- المسطرة المجهرية الشينية Stage (Objective) micrometer

وهي عبارة عن شريحة زجاجية تشبه الشريحة الاعتيادية إلا أنها تحتوي في وسطها على مقياس مدرج دقيق مقسم إلى أجزاء وكل جزء يعادل 0.1 ملم ومقسم إلى عشرة أجزاء صغيرة، أي ان كل جزء يعادل 0.01 ملم ( $10^{-2}$  ملم).

### طريقة العمل Procedure

- 1- تستبدل العدسة العينية للمجهر بالمسطرة المجهرية العينية.
- 2- توضع المسطرة المجهرية الشينية على مسرح المجهر.
- 3- اختيار قوة التكبير المناسبة (العدسة الشينية  $4\times$  أو  $10\times$  أو  $40\times$ ).
- 4- توضح الصورة بمساعدة منظمات المجهر ويتم مطابقة المقياسين بتحريكهما وجعلهما متوازيين ومتطابقين.
- 5- يتم تحريك المسطرة الشينية لحين تطابق بداية المقياس فيها مع بداية المقياس في المسطرة العينية، ثم يتم مطابقة الخط الأخير من مقياس المسطرة العينية مقابل الخط المقابل له في مقياس المسطرة الشينية أو الخط الأقرب له، فمثلاً قد يتطابق الرقم الأخير (الـ 50) من المسطرة العينية مع الرقم 0.16 ملم من المسطرة الشينية وكما موضح في الشكل (1-2) أدناه، وعليه يتم احتساب قيمة كل جزء من المسطرة العينية حسب المعادلة التالية:

$$\text{الجزء الواحد من المسطرة العينية} = \frac{0.16 \text{ ملم من الشينية}}{50 \text{ جزء من العينية}} = \frac{160 \text{ مايكرون}}{50 \text{ جزء}} = 3.2 \text{ مايكرون}$$

6- ترفع المسطرة الشينية وتوضع محلها الشريحة الزجاجية الحاملة للنموذج المطلوب قياس طوله فإذا وجد أن طول النموذج يغطي خمسة أجزاء من المسطرة العينية فيتم ضرب هذا الرقم بقيمة الجزء الواحد وهو 3.2 مايكرون لتصبح قيمة طول النموذج هي حاصل ضرب الرقمين (  $3.2 \times 5 = 16$  مايكرون).

## مثال:

لنفترض إنك استخدمت العدسة العينية المقسمة إلى 100 جزء والعدسة الشيئية ذات التكبير العالي وعند مطابقتها كما ورد في أعلاه وجدت أن الخط الأخير من المسطرة العينية (الرقم 100) قد تطابق مع الخط الأول من المسطرة الشيئية وهو الرقم 0.1 ملم (100 مايكرون)، المكون من عشرة أجزاء دقيقة، إذا فإن الـ 100 جزء من المسطرة العينية = 100 مايكرون من المسطرة الشيئية أي أن الجزء الواحد من العينية = 1 مايكرون فإذا رفعت المسطرة الشيئية ووضعت مكانها الشريحة الزجاجية المجهزة لقياس ما عليها من نموذج قطري ووجدت أن النموذج قد غطي عشرة أجزاء من المسطرة العينية فإن ذلك يعني أن طوله أو قطره يساوي 10 مايكرون وهو حاصل ضرب قيمة الجزء الواحد بطول النموذج ( $10 = 10 \times 1$  مايكرون).

# الأجهزة المخبرية

## الأجهزة المخبرية Equipments

وهي الاجهزة التي تستخدم في تهيئة وتحضير الأوساط والبيئات الغذائية لتنمية الفطريات، وحضن وحفظ مزارع ونماذج الفطريات مكملة لما ورد ذكره من أدوات ومعدات، وتشمل الأجهزة ما يأتي:

### 1- المجهر Microscope

وهو من الأجهزة المهمة جدا التي يتوجب توافرها في مختبر الفطريات ويستخدم لفحص ودراسة التراكيب الفطرية الدقيقة والتعرف عليها لأنه يستطيع تكبيرها بحدود معينة تمكن الباحث من رؤية شكلها وتفصيلها بوضوح.

### 2- جهاز التعقيم (الموصدة) Autoclave

وهو جهاز يعمل بالبخار الناتج من تسخين الماء في حيز مغلق ينتج عنه توليد ضغط ويستخدم لتعقيم البيئات والأوساط الزرعية والمحاليل والمواد الكيميائية التي لا يتأثر تركيبها بدرجات الحرارة العالية التي تصل داخل الجهاز أثناء التعقيم إلى 121م<sup>2</sup> وضغط 15 باوند/انج<sup>2</sup> وتعرض المواد تحت هذه الدرجة لمدة 15-20 دقيقة لقتل أغلب الخلايا الخضرية وأبواغ الأحياء المجهرية.



# الأجهزة المختبرية



Laboratory-Equipment.com

## 3- حاضنة Incubator

جهاز يمكن التحكم من خلاله بدرجة الحرارة المطلوبة لتنمية الفطريات وحضنها لفترة محددة عند درجة حرارة ثابتة وغالباً ما تكون عند 25 م° للفطريات المترومة أو 37 م° للفطريات المسببة في مرض الانسان، أو عند درجات حرارة مختلفة حسب حاجة الفطريات الخاضعة للدراسة.

## 4- فرن Oven

يستخدم لتعقيم الزجاجيات بالهواء الساخن ويفضل النوع ذا المروحة الداخلية، ويتم التعقيم غالباً عند درجة حرارة 160 م° لمدة ساعتين ويمكن عند الضرورة يجوز رفع درجة الحرارة إلى 180 م° لاختصار الوقت إلى ساعة واحدة فقط. كما يستخدم لتجفيف النماذج أو الغزل الفطري عند درجة حرارة 40 م° حتى الجفاف.



## الأجهزة المختبرية

### 5- كابينة تلقيح **Inoculation chamber**

كابينة صغيرة مزودة بمفرغة هواء وفلتر هواء لتفريغ الهواء داخل الكابينة قبل استخدامها بالإضافة إلى مصباح للأشعة فوق البنفسجية ومصباح ضوئي (نيون) فهي توفر حيزاً خالياً من الأحياء المجهرية ومقعماً يسمح للعمل فيه بحرية أثناء تلقيح أو عزل الفطريات وتسمى أيضاً بصندوق العزل Isolation box.



### 6- أجهزة أخرى **Other equipments**

وتشمل جهاز قياس pH ، جهاز طرد مركزي centrifuge ، خلاط mixer ، ميزان balance ، هزاز shaker ، حمام مائي water bath ، جهاز تقطير Distillate ، ثلاجة ومجمدة Refregertor & freezer.



AS218

أنواع مختلفة من جهاز قياس الحموضة pH meter



أنواع مختلفة من المنبذات centrifuge



Vortex mixture



Laberatory mixer



Shaker

## المواد Material

تشمل بعض الأوساط الزرعية المصنعة والجاهزة التي سيرد ذكرها في موضوع الأوساط الزرعية بالإضافة إلى المواد التي تدخل في تحضير بيئات عزل وتنمية الفطريات، الصبغات، المعقمات، مواد تحميل الفطريات لأغراض الفحص المجهرى وغيرها من المواد.

### 1- اكار – اكار Ager – Agar

مادة كاربوهيدراتية معقدة مستخرجة من بعض الأعشاب البحرية sea weeds ليس لها قيمة غذائية وتضاف إلى الأوساط الزرعية بنسبة 1.5 – 2.0 % تنوب عند تسخين الوسط فوق 45 م° وتتصلب عندما يبرد الوسط وتنخفض حرارتها دون 40 م°.

### 2- قطن Cotton

يستخدم في عمل سدادات أنابيب الاختبار والدوارق المعدة لتحضير البيئات الزرعية، كما يستخدم لأغراض التعقيم وأمور عديدة في المختبر.

### 3- أوراق ترشيح Filter papers

تستخدم في ترشيح البيئات السائلة والمحاليل المستخدمة أثناء العمل في المختبر.

### 4- الكحول Alcohol

يستخدم لأغراض تعقيم الأدوات ومناضد العمل في المختبر، وأمور أخرى عديدة.

### 5- اللاكتوفينول Lactophenol

يستخدم في قتل وتثبيت وتحميل الفطريات للمحافظة على شكلها الطبيعي أثناء الفحص المجهرى.

### 6-الصبغات Stains

تعد الصبغات واحدة من المواد المهمة جدا في مختبر الفطريات لدورها الأساسي في تمييز الأجزاء المختلفة في جسم الفطر سواء كان في الخيط الفطري او في الخلية الفطرية او السبورات او الاجسام التكاثرية فضلا عن الأجسام الثمرية

## Aniline Blue Solution



صبغة الانيلين (أزرق القطن) **Anilin blue (cotton blue)** وهي أكثر الصبغات التي تستخدم في فحص الفطريات عموماً وتتميز في صبغها للجدران السليوزية والبروتوبلازم – تذاب الصبغة في الماء وتحضر بتركيز 0.1 %، إلا أن كفاءتها قد تكون أفضل في بعض الحالات عندما تحضر بتركيز 1 % في الكحول الأتيلي (90 %) وبالإمكان استخدام الصبغة مع محلول اللاكتوفيل لغرض التثبيت والصبغ في نفس الوقت بشرط أن تكون بنفس التركيز (0.1 %) وتحضر كما يأتي:

Lactophenol	75 ml
Distilled water	25 ml
Anilin blue (cotton blue)	0.1 g

## Gentian Violet: Dry Powder ; Solution



## الصبغة البنفسجية البلورية Crystal Violet

يطلق على هذه الصبغة أيضاً اسم صبغة جنتين gentian violet ، وهي من الصبغات الكثيرة الاستخدام في صبغ محتويات الخلية، تذوب الصبغة في الماء بتركيز 1.6 % وفي الكحول بتركيز 1.3 % وتحضر بشكل محلول مائي بإذابة الصبغة في الماء المقطر بتركيز 1.0 %.

## المثبتات Fixatives

المثبتات هي محاليل لمواد كيميائية تستعمل لقتل الخلايا الحية قتلا سريعاً لغرض تثبيت مكونات ومحتويات الخلية الفطرية أو أي جزء من جسم الفطر في حالته الاعتيادية والطبيعية أثناء فحصها مجهرياً، ويجب اختيار محلول التثبيت المناسب حسب طبيعة النموذج المطلوب تثبيته وأن يتم التثبيت مباشرة بعد أخذ النموذج من وسط النمو لكي لا يحدث أي تغيير على مكونات النموذج خارج حالته الاعتيادية من حيث الشكل والحجم والتركيب، وتتصف محاليل التثبيت بعدة صفات من أهمها:

- 1- تكون سريعة الانتشار في الانسجة الحية لضمان القتل والتثبيت.
- 2- عدم تأثيرها على بروتوبلاست الخلية.
- 3- عدم تأثيرها على قابلية الخلية في أخذ الصبغات التي قد يتطلب استعمالها لفحص النموذج ومن بين المثبتات المستخدمة في مختبر الفطريات هي:

محلول خليط الفورمالين – حامض الخليك – الكحول

### Formalin – Acetic acid – Alcohol mixture (FAA)

هذا المحلول من أكثر المحاليل استخداماً في تثبيت وحفظ النماذج الحية ويسمى أيضاً بمحلول الحفظ القياسي standard preservative ويحضر من:

Formaldehyde 40% (Formalin)	5 ml
Acetic acid (glacial)	5 ml
Alcohol (ethyl 50%)	90 ml

وجود كمية زائدة من وسط التحميل على حافة غطاء الشريحة لأنها تؤثر على المادة اللاصقة وعليه يجب سحبها باستخدام ورق النشاف أو ورق الترشيح قبل وضع مادة اللصق على حافة غطاء الشريحة. ومن أهم أوساط التحميل المستخدمة في مختبر الفطريات ما يلي:

وسط تحميل أمان (اللاكتوفينول)

### Amman's mounting medium (lactophenol)

هذا الوسط مناسب جداً لتحضير الشرائح الزجاجية الدائمة وشبه الدائمة في معظم الفطريات، ويتكون من المواد التالية:

Phenol	20g
Lactic acid	20g
Glycerine	40g
Distilled water	20g (weight)

### أوساط التحميل Mounting media

ان عملية فحص ودراسة الفطريات في المختبر تتطلب تحضير شرائح زجاجية مؤقتة أو دائمية، وللحصول على شرائح دائمية أو شبه دائمية يجب استعمال محاليل أو أوساط خاصة يطلق عليها أوساط التحميل، وللاحتفاظ بالشرائح الدائمة بشكل أفضل يتم لصق غطاء الشريحة بعد التأكد من فحص النموذج باستخدام مواد لاصقة sealing materials مثل الغلايسيل Glycel وهي مادة لاصقة ذات أساس سليلوزي للشرائح الدائمة وشبه الدائمة ويمكن استخدام طلاء الأظافر Nail polish لهذا الغرض أو مواد لاصقة أخرى. هناك نقطة مهمة جداً يجب الانتباه إليها قبل عملية لصق غطاء الشريحة هي ضرورة التأكد من عدم

## المحاليل الدارئة (المنظمة) Buffer solutions

تدعى المحاليل التي تضبط درجة الأس الهيدروجيني للأوساط الزرعية وخاصة السائلة منها وتقاوم تغيرات الأس الهيدروجيني (pH) التي تحصل في الوسط نتيجة نمو الفطريات بالمحاليل الدارئة أو المنظمة. وهي تتكون من مزيج من حامض ضعيف مع ملحه او قاعدة ضعيفة مع ملحها، ولللمح المتشكل من حامض ضعيف وقاعدة ضعيفة فعل منظم لدرجة الأس الهيدروجيني،

تكون درجة الأس الهيدروجيني لمعظم أنواع الأوساط الزرعية عند تحضيرها منخفضة قليلاً أو قريبة من المتعادلة ولهذا يجب قياسها قبل استخدام الأوساط للنمو ثم ضبطها وتعديلها باستخدام حامض مخفف او قاعدة مخففة، ويفضل إعادة فحصها بعد التعقيم الذي قد يسبب تغيير طفيف في درجة الأس الهيدروجيني. ومن أهم الطرق المعتمدة لقياس درجة الأس الهيدروجيني هي:


## ضبط وقياس درجة الأس الهيدروجيني (pH)

### Adjustment and measurement of pH

يعتبر ضبط وقياس درجة الأس الهيدروجيني للوسط الزراعي من أهم الأمور الواجب مراعاتها عند تحضير الأوساط الزرعية فلكل نوع من الفطريات احتياجات خاصة للنمو فغالبيتها يفضل الأوساط الحامضية بينما تتطلب أنواع أخرى أوساط قلوية في حين أن البعض الآخر يفضل النمو في الأوساط المتعادلة.

## 1- الأدلة الملونة pH indicators

الأدلة هي مواد تستخدم كمحاليل كاشفة أو أوراق دالة على درجة الأس الهيدروجيني للوسط الزرعي أو المحلول، والأدلة الملونة هي مواد يؤدي تغيير تركيبها أو تأينها عند قيمة الأس الهيدروجيني المختلفة التي تحدث عندها تغييرات لونية يتم مقارنتها مع ألوان محاليل قياسية ذات درجة أس هيدروجيني مختلفة، أما استخدام الأوراق الدالة فيتم أما بتغطيس الأوراق بسرعة في المحلول قيد الاختبار أو وضع نقطة من المحلول على الورقة بواسطة ماصة شعرية ومقارنة اللون الحاصل على الورقة مع خارطة الألوان المرافقة لهذه الأوراق وقيمته درجة الأس الهيدروجيني لكل لون.



## 2- قياس الجهد الكهربائي Electrical potentiometer

تعتمد هذه الطريقة في تحديد درجة الأس الهيدروجيني على أساس الفرق في الجهد الكهربائي بين محلول الاختبار والمحلول القياسي، الجهاز المستخدم لهذا الغرض هو pH-meter. يعتبر القطب الكهربائي الزجاجي Electrode الذي يحتوي على محلول كلوريد البوتاسيوم هو الأكثر استخداماً في مختبرات الفطريات والدراسات الحيوية عموماً، علماً أن الالكترود الهيدروجيني الغازي هو الأفضل لقياس درجة الأس الهيدروجيني. يقاس الفرق في الجهد الكهربائي بالفولت ويحول إلى الرقم الهيدروجيني الذي يتوضح على مقياس الجهاز.

Using a pH Meter  
Biotechnology Explorer™

BIO-RAD