

كلية التربية للعلوم الصرفة	الكلية
علوم الحياة	القسم
Practical Microbiology	المادة باللغة الانجليزية
الاحياء المجهرية – العملي	المادة باللغة العربية
الثالثة	المرحلة الدراسية
م. عمر ضياء الدين صلاح الدين	اسم التدريسي
Staining of bacterial parts	عنوان المحاضرة باللغة الانجليزية
تصبغ الاجزاء الخلوية	عنوان المحاضرة باللغة العربية
٩	رقم المحاضرة
‘Bergey's Manual of Determinative Bacteriology’ "microbiology	المصادر والمراجع

محتوى المحاضرة

Bacterial structure staining تصبغ اجزاء الخلية البكتيرية

الخلية البكتيرية : تتركب الخلية البكتيرية من الطبقة السطحية والبروتوبلاست , تشمل الطبقة السطحية الاسواط (Flagella) والاهداب (Fimbriae or Pili) والطبقة اللزجة أو الكبسول (Slime layer or Capsule) و جدار الخلية .

اما البروتوبلاست فانه يقع داخل الجدار الخلوي ويتكون من الغشاء البروتوبلازمي والسائتوبلازم والمادة النووية (النواة البدائية) والمواد المخزنة والرايبوسومات والفجوات والجراثيم الداخلية (Endospore) في البكتيريا المتجرثمة .

Spore staining 1- تصبغ السبور

هي عبارة عن أجسام بيضاوية الشكل صغيرة الحجم تتكون عند بعض أنواع البكتيريا القادرة على ذلك في حالة تعرضها لظروف قاسية ووظيفتها المقاومة، فإذا ما تحسنت الظروف تعود الأبواغ لتتحول إلى خلايا خضرية . و توجد عادة في بعض أنواع البكتيريا العصوية و هي على درجة كبيرة من المقاومة للظروف المحيطة مثل الحرارة المرتفعة والبرودة والجفاف والضغط الأسموزي المرتفع والمواد الكيميائية . وتتكون الجرثومة الداخلية في هذه الأنواع من البكتيريا بانكماش السيتوبلازم داخل الخلية متخذاً شكلاً كروياً أو بيضياً ثم يحيط نفسه بجدار سميك وتتخذ الجرثومة الداخلية وضعاً طرفياً أو تحت طرفي أو وسطياً

من أجناس البكتريا المكونة للسبورات هي الـ *Clostridium* و *Bacillus*



من المعروف أن الجراثيم الداخلية Endospores مقاومة بطبيعتها لتقبنل الأصبغ فبالتي لا يمكن لطرص الصبغ العادية التي تستعمل في صبغ الخلايا الخضرية للبكتريا أن تن دي إلى صبغها ، لذلك يستعان بطرص أخرى تستغل الحرارة لتسهيل إدخال الصبغة خلال جندار السبور فأنها تثبت بها ويصعب إزالتها منها.

وهناك طرص عديدة لصبغ الجراثيم وفيما يلي وصفا "

– لطريقة شافر ، وفولتون : (Shaeffer & Fulton)

خطوات العمل :

1. تحضر لطحنة smear من مستعمرة بكتريا *Bacillus subtilis* النامية على الوسط الغذائي الصلب .
2. يُنثر الدُستريجة تُنثر تُعنتر سننطل الشننريجة بحلننول مننأى لصبغة أخصننر المالاكينت Malachite green (5%) ، وتسننخن الشننريجة بتعننريص سنننطها السنننقى للهننواء الساخن فوص مصباح بنزن حتى يتصاعد البخار منها دون أن تغلي الصبغة ، لمدة 4-5 دقائق مع الملاحظة عدم جفاف الصبغة وذلك باضافة مزيد من الصبغة كلما لزم الأمر .
3. انتظر حتى تبرد الشريحة ثم اغسلها بالماء .
4. أصبغ اللطخة بمحلول مائي للسفرانين لمدة دقيقة واحدة . 5. أغسل محلول الصبغة بالماء .
6. أترك الشريحة حتى تجف تماما " في الهواء .
7. افحص الشريحة تحت الميكروسكوب باستخدام العدسة الزيتية . تظهر الجراثيم الداخلية خضراء فني حنين أن الخلايا الخضرية البكتيرية وبأياها المتصلة بنالجراثيم تكون حمرأ اللنون . ارسنم بعضنا "من الخلايا الخضرية والجراثيم مبينتنا "شكها ، ووضع الجرثومة من الخلية الخضراء (طرفي ، تحت طرفي ، وسنطي) وحجمها (مساوي وأقل أو أكبر من قطر الخلية الخضرية) .




2- تصبغ الكبسول Capsule staining

عبارة عن طبقة هلامية خارجية تكون غلافاً حول الخلية من مادة تشبه الجلي و تغطي الجدار الخلوي، وتتكون مادة الكبسولة في العادة من مادة كربوهيدراتية. وتدل الدراسات على أن هذه الكبسولة يمكن أن تفقدها البكتيريا دون أن تموت، كما أنها لا توجد في جميع أنواع البكتيريا. و من وظائف الكبسول حماية الخلية البكتيرية من مهاجمة الفيروسات التي تحطم البكتيريا بعد أن تلتصق بجدارها الخلوي ففي حالة وجود كبسولة فإنها تعزل جدار الخلية ولا تشمل باتصال الفيروس به. وتقوم الكبسولة بحماية الخلية البكتيرية من الظروف البيئية غير المناسبة مثل الجفاف. و عند وجود هذه الطبقة حول خلايا البكتيريا المسببة لبعض الأمراض فيكون دوره هو حماية الخلية من الإفرازات التي يفرزها

الجسم لمقاومة هذه البكتيريا. من انواع البكتريا المحتوية على الكبسول *Basillus*

anthracis (بكتريا الجمره الخبيثة) و *Klebsilla pneumoniae*



ان مادة الكبسول هي كاربوهيدرات لذلك لها القابلية على الذوبان في الماء لذا يجب تجنب غسلها بالماء كلما امكن اثناء عملية التصبغ. تتلخص عملية التصبغ باضافة صبغة Crystal violet لمدة 5 دقائق ثم تغسل بلطف بمحلول كبريتات النحاس $cuSO_4$ 20% للتخلص من صبغة ال C.V. الزائدة ثم تجفف الشريحة وتفحص تحت المجهر حيث تظهر الكبسولة مصبغة باللون الازرق الفاتل وبقية اجزاء البكتريا باللون الازرق الغامق.

3- تصبغ الأسواط Flagella Staining

وهذه هي أعضاء الحركة في البكتيريا وتعرف الأسواط بأنها زوائد خيطية رفيعة جدا وطويلة ومكونة من البروتين، وتتصف الخلية التي تحتوي على أسواط بأنها متحركة


Motile والتي لا تحتوي على أسواط توصف بأنها غير متحركة **Non motile**

وتتواجد الأسواط حول الخلية البكتيرية في الترتيب الآتي:

- 1- بكتيريا وحيدة السوط **Monotrichous** وفيها يخرج سوط واحد من احد أطراف الخلية
- 2- بكتيريا سوطية الطرف **Lophotrichous** وفيها تخرج مجموعة من الأسواط من أحد أطراف الخلية
- 3- بكتيريا سوطية الطرفين **Amphitrichous** وفيها يخرج سوط واحد أو مجموعة أسواط من كلا القطبين
- 4- بكتيريا محيطية الأسواط **Peritrichous** وفيها تخرج الأسواط من جميع أسطل البكتيريا

تتحرك البكتيريا بنوعين من الحركة :

- 1- حركة حقيقية: تعتمد عادة على وجود الاسواط
- 2- حركة بروانية: لاتعتمد على وجود الاسواط اذ تتحرك البكتيريا بسبب دفع أو سحب جزيئات السائل الذي تنمو فيه


مثال	نوع توزيع الأسواط Flagella Type	Structure
<i>Vibrio cholerae</i>	وحيدة السوط Monotrichous	
<i>Bartonella bacilliformis</i>	مجموعة من الأسواط من جهة واحدة Lophotrichous	
<i>Spirillum serpens</i>	مجموعة من الأسواط ثنائية الطرفين Amphitrichous	
<i>Escherichia coli</i>	جميع الجهات Peritrichous	

طريقة العمل:

طريقة تصبيغ الأسواط طريقة معقدة لذا يجب اخذ الحيطة والعناية الفائقة لمنع فقدان الاسواط وتتم كما يلي

- 1- ت خذ قطعة من وسط الأكر الصلب الذي تنمو عليه البكتيريا مع تجنب لمس المستعمرات باليد

- 2-توضع قطعة الأكر برفق على الشريحة بحيث تكون مواجهه للنمو , ترفع تلك القطعة وتعاد للطبق
- 3-تترك البكتريا الملتصقة بالشريحة ثم تجفف بالهواء دون استعمال الحرارة
- 4-تغمر الشريحة بحامض التانيك المثبت لمدة 10 دقائق
- 5-تغسل الشريحة برفق بالماء المقطر
- 6-تغمر الشريحة بصبغة Carbolfuch sine لمدة 5 دقائق ثم تغسل برفق بالماء المقطر
- 7-تترك الشريحة لتجف بالهواء ثم تفحص بالمجهر وتسجل الملاحظات



شكل الاسواط تحت المجهر بعد التصبغ

