


التربية للعلوم الصرفة	الكلية
علوم حياة	القسم
Practical Molecular Biology	المادة باللغة الانجليزية
البايولوجي الجزيئي العملي	المادة باللغة العربية
الرابعة	المرحلة الدراسية
م.م. حسين رياض عبدالكريم	اسم التدريسي
DNA extraction from Bacteria	عنوان المحاضرة باللغة الانجليزية
من البكتريا DNA استخلاص الحامض النووي	عنوان المحاضرة باللغة العربية
4	رقم المحاضرة
Watson, J.D.; Baker, T.A.; Bell, S.P.; Gann, A. (2004). Molecular .Biology of the Gene. 5th Ed. Pearson edution	المصادر والمراجع
Clark, D. (2006). Molecular Biology Understanding the Genetic Revolution. Elsevier Inc.	
Santos, D.M. (2011). Genetic Engineering, Recent Developments in application. Apple Academic press.	
عماش، هدى صالح مهدي.(١٩٩٤). مبادئ علم الحياة الجزيئي. كلية العلوم . جامعة بغداد.	
البكري ، غالب حمزة.(١٩٩٠). مبادئ الهندسة الوراثية. جامعة البصرة.	

محتوى المحاضرة



البايولوجي الجزيئي العملي

لطلاب كلية التربية للعلوم الصرفة | قسم علوم الحياة | المرحلة الرابعة



المختبر الرابع: استخلاص الحامض النووي DNA من البكتريا

تنمية الخلايا:

1. تنشر البكتريا المراد استخلاص الاحماض النووية منها على وسط صلب ملائم وتحضن بدرجة 37 م لمدة 24 ساعة، بعدها تؤخذ مستعمرة منفردة وتستعمل لتلقيح 50 مل من وسط لوريا السائل Luria broth وتحضن بدرجة 37 م لمدة 24 ساعة.
2. ينقل المزروع السائل إلى أنبوبة بولي ايثيلين معقمة و ينبذ بسرعة 4000 دورة/دقيقة لمدة 10 دقائق.
3. يزال الرائق ويلقى الراسب في 5 مل من دارى TE ثم تنبذ الأنابيب بسرعة 4000 دورة/دقيقة .
4. تكرر الخطوة السابقة (عملية الغسل Washing) لمرتين بعدها يعلق الراسب في 5 مل من الدارى وتحفظ الانابيب بدرجة 4 م لحين الاستعمال .

◆ استخلاص الدنا DNA Extraction

اولا : مرحلة تحليل الخلايا Cell lyse.

1. انقل المزروع البكتيري الى انبوبة ابندروف 1.5 ml.
2. ضعها في جهاز الطرد المركزي بسرعة 14000-16000 دورة لمدة دقيقة واحدة .
3. اصف 200 µl من محلول GT buffer الى الانبوبة ثم رجها بقوة
4. احضنها بدرجة حرارة الغرفة لمدة 5 دقائق.
5. اصف 200 µl من محلول بفر GB ثم رج بقوة لمدة 5 ثوان .
6. احضن بدرجة 70 ° م لمدة 10 دقائق.
7. اصف 5 µl من محلول RNase الى الانبوبة .
8. احضن بدرجة حرارة الغرفة لمدة 5 دقائق.

ثانيا: ربط الـ DNA - DNA Binding.

9. اصف 200 µl من محلول الكحول المطلق 100% (الايثانول) المركز ثم رج الانبوبة بقوة.
10. ضع انبوبة spin column GD في داخل انبوبة جمع collection tube ثم انقل محتويات الانبوبة اليها .
11. ضع الانبوبة في جهاز السنترفيوج بسرعة 14-16000 دورة لمدة 2 دقيقة .


ثالثاً: مرحلة الغسل (غسل العينة Washing).

12. استبدل انبوبة الجمع بواحدة جديدة .
13. اصف $400 \mu\text{l}$ من Wash 1 الى انبوبة GD.
14. ضع الانبوبة في جهاز السنترفيوج بسرعة 14-16000 دورة لمدة 30 ثانية.
15. اصف $600 \mu\text{l}$ من محلول الغسل Wash buffer .
16. ضع الانبوبة في جهاز السنترفيوج بسرعة 14-16000 دورة لمدة 30 ثانية.

رابعاً: مرحلة الاذابة Elution.

17. انقل انابيب GS الى انبوبة ابندورف 1.5 ml جديدة .
18. اصف $100 \mu\text{l}$ من محلول Elution buffer مسخن مسبقا في الحمام المائي بدرجة حرارة 60° .
19. اترك الانبوبة لمدة 3-5 دقائق حتى يمتص المحلول من قبل اغشية السيليكا.
20. ضع الانبوبة في جهاز السنترفيوج بسرعة 14-16000 دورة لمدة 30 ثانية، بعدها تهمل انبوبة GS ثم خذ انبويه الابندورف واحكم اغلاها واخزنها في درجة حرارة -4°C م في التجميد لحين استعمالها لاحقا في الفحوصات المطلوبة .







Binding ability
Plasmid/genomic DNA
up to 15-30 µg
RNA max to 60-100 µg

1 collection tube: volume 2ml
2. Spin column: volume 0.8 ml



**Thank you
for listening**



UNIVERSITY OF ANBAR